

Instruction d'injection


AVANT




1 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon



2 Asseyez-vous ou couchez-vous dans une position confortable



3 Retirez le stylo de l'emballage et vérifiez si le scellement entre l'espace blanc et le bouchon vert est intact




PENDANT




4 A chaque injection, assurez-vous de choisir un site d'injection différent (voir verso)




5 Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool



6 Retirez le bouchon




7 Faites un pli dans la peau en pressant doucement et en tenant la peau



8 Placez le protège-aiguille orange contre le site d'injection



9 Appuyez la cheville vers le bas contre votre peau jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez un clic pour commencer l'injection



10 L'injection est achevée après le 2ème clic. Retirez la cheville de votre peau après 2 à 3 secondes et lâchez le pli de peau

APRÈS

11 Contrôlez la cheville après usage. La fenêtre doit être verte après l'injection. Cela indique que tout le liquide a été injecté

12 Jetez la cheville utilisée dans la poubelle à aiguilles

Appliquez le médicament une fois par semaine

